



## Consiga una visión más amplia. Una visión mejor. Una visión más definida.

Únicamente con el nuevo Otoscopio MacroView™ de Welch Allyn.

El nuevo Otoscopio MacroView de Welch Allyn cambiará para siempre la forma de ver el oído — sin cambiar la forma de trabajar. Este otoscopio de última generación cuenta con una óptica avanzada que aumenta la magnificación al mismo tiempo que proporciona una visión casi completa de la membrana timpánica —eliminando virtualmente la necesidad de panoramizar. Y lo que es más, con el ocular fácil de enfocar, el Otoscopio MacroView le facilita una mejor visualización que le permite ver más allá del cerumen, localizar líquidos detrás del tímpano e incluso realizar exploraciones sin gafas. En pocas palabras: el Otoscopio MacroView le proporciona una visión más amplia, mejor y más definida del oído — permitiéndole realizar las exploraciones de cada día con mayor rapidez y eficacia.



Consiga una visión casi completa de la membrana timpánica

### El Otoscopio MacroView de Welch Allyn le proporciona:

- Un campo de visión dos veces mayor
- Una magnificación un 30% mayor en comparación con un otoscopio tradicional
- Una visión casi completa de la membrana timpánica
- Mayor claridad y definición de los puntos de referencia
- La posibilidad de ajustar el enfoque a distintas profundidades del conducto auditivo externo o en casos de hipermetropía
- Mecanismo de fijación en la punta para fijar los espejuelos para oído, junto con un mecanismo de eyección para su eliminación

**WelchAllyn®**

Advancing Frontline Care™



## Otoscopio MacroView™ de Welch Allyn

### Información para pedidos

**23820** Otoscopio MacroView™ de Welch Allyn con iluminador de garganta

**23810** Otoscopio MacroView™ de Welch Allyn

*El otoscopio Welch Allyn también está disponible en sets de diagnóstico, sets de cargador de sobremesa y en sistemas integrados de pared.*

### Accesorios

**23804** Pera para el insuflador

**06500-U** Bombilla de repuesto

**52432-U** Espéculos para oído desechables, pediátricos, KleenSpec®, universales

**52434-U** Espéculos para oído desechables, adultos, KleenSpec®, universales

**24400-U** Set de 4 espéculos reutilizables para el oído (2, 3, 4 y 5 mm)



¡ **NUEVO** ! SofSeal™ – encaja en la punta del espéculo Welch Allyn para mejorar el sellado y la comodidad durante la otoscopia neumática.

**24330** SofSeal, Mediano – recomendado para espéculos de 3, 4 y 5 mm

**24320** SofSeal, Pequeño – recomendado para espéculos de 2, 3 y 4 mm



¡ **NUEVO** ! Espéculo con hendidura que permite la instrumentación y visualización a la vez.

**52700** Punta de Instrumentación (compatible con 23810 y 23820 Otoscopio MacroView)

Descubra cómo el nuevo Otoscopio MacroView de Welch Allyn puede permitirle llevar las exploraciones de ORL al siguiente nivel. Para mayor información, visite [www.welchallyn.com/macrovie](http://www.welchallyn.com/macrovie)

Welch Allyn Latinoamérica  
11300 NW 41st Street Miami, FL 33718 USA  
Tel. 305.669.9003 Fax 305.669.8951  
[www.welchallyn.com](http://www.welchallyn.com)