



Una tradición de innovación para uno de los líderes mundiales en otoscopia

Otoscopios Welch Allyn

Desde nuestro PocketScope™, pequeño, práctico y fácil de usar, hasta el otoscopio MacroView™ con tecnología innovadora que le permite ver y enfocar sus visualizaciones del oído, Welch Allyn ofrece la gama de otoscopios más amplia e innovadora del mercado actual.

- Produce luz fría sin obstrucciones ni reflejos
- El lente de visualización granangular permite la instrumentación bajo aumento y una mejor definición y claridad de los puntos de referencia
- Gama completa de tecnologías tradicionales e innovadoras de bolsillo disponibles en una amplia variedad de formas y tamaños que se ajustan a sus necesidades
- Bombillas LED de repuesto disponibles que mantienen la sensación de la luz halógena mientras ofrecen la duración y el rendimiento de la tecnología LED
- Disponibles en formato independiente, con fuente de energía o en conjuntos de diagnóstico completos

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Otoscopios Welch Allyn, fuentes de energía y espejos: Especificaciones

											
	23810	23820	20000	25020	20200	20251	21700	20202	22820	22800	22840
LUZ	HPX™	HPX™	HPX™	HPX™	HPX™	HPX™	HPX™	HPX™	Halógena	Halógena	Halógena
ENERGÍA	3,5 V	3,5 V	3,5 V	2,5 V	2,5 V	2,5 V					
DIOPTRÍAS	Ajuste de dioptría continuo		8,8	8,8	10	12	7,9	6,5	9,8	9,8	9,8
LONGITUD FOCAL	Ajuste de dioptría continuo		114 mm/4,5"	114 mm/4,5"	100 mm/4"	83 mm/3,5"	127 mm/5"	153 mm/6"	102 mm/4"	102 mm/4"	102 mm/4"
MAGNIFICACIÓN	3,6x a 27,6 mm	3,6x a 27,6 mm	2,2x	2,2x	2,5x	3x	2x	1,7x	3x	3x	3x
OTOSCOPIO NEUMÁTICO	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí
ILUMINADOR DE GARGANTA	No	Sí	Sí	No	No	No	No	No	Sí	Sí	No
ACTUALIZACIÓN DE LED	06500-LED	06500-LED	03100-LED	03100-LED	No	No	No	No	No	No	No
FOCO	06500-U	06500-U	03100-U	03100-U	03100-U	03100-U	03100-U	03100-U	03400-U	03400-U	03400-U
BATERÍAS	Fuente de energía de 3,5 V	Fuente de energía de 3,5 V	Fuente de energía de 3,5 V	2 AA Fuente de energía	NiCa/ Recargable	2 AA					
2 LENTES DE VISUALIZACIÓN	No	No	No	No	No	No	No	Sí	No	No	No
VENTANA (WINDOW)	N/A	N/A	Deslizable izq/der	Deslizable izq/der	Redonda	Redonda	Redonda	Redonda	Deslizable izq/der	Deslizable izq/der	Deslizable izq/der
ESPEJULOS (INCLUIDOS)	Juego de 4 reutilizables	Juego de 5 reutilizables	N/A	Juego de 5 reutilizables	Juego de 5 reutilizables	Juego de 25 desechables	Juego de 25 desechables	Juego de 25 desechables			
ESPEJULOS DESECHABLES	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí
ESPEJULOS REUTILIZABLES	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
GARANTÍA	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año					

Fuentes de energía

					
	71900*	71000-A*	71000-C*	76710*	71140
TIPO DE BATERÍA	Ión de litio	Níquel cadmio	Níquel cadmio	N/A	N/A
ENERGÍA	3,5 V				
TIEMPO DE USO	120 minutos	60 minutos	60 minutos	Alimentación de CA	Alimentación de CA
BATERÍA CON MEMORIA	No	Sí	Sí	N/A	N/A
RECARGABLE	Sí	Sí	Sí	N/A	N/A
BATERÍAS ALCALINAS TIPO C	No	No	Sí	N/A	N/A
120 V	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
BATERÍA	71960	72300	72300	N/A	N/A
INDICADOR DE BAJA ENERGÍA	Sí	No	No	N/A	N/A
MATERIAL DEL MANGO	Resina Cycology®	Cromado (bronce)	Cromado (bronce)		
OPCIÓN DE CARGADOR DE ESCRITORIO	Sí	Sí	Sí	N/A	N/A
TERMINADO	Negro/Liso	Corrugada	Corrugada	N/A	N/A
CONVERTIBLE	No	Sí*	Sí*	N/A	N/A
CONTROL DE INTENSIDAD DE LA LUZ	Sí	Sí	Sí	Sí	N/A
SISTEMA DE INTEGRACIÓN DEL CABEZAL	Giro	Giro	Giro	Giro	N/A

*Se puede adjuntar cualquier cabezal de 3,5 V

Para obtener más información sobre estos y otros productos de Welch Allyn, visítenos en línea en www.welchallyn.com.

Iluminadores

						
	41100	26038	27000	27050	26538	28100
LUZ	HPX™	HPX™	HPX™	HPX™	HPX™	HPX™
ENERGÍA	3,5 V					
FOCO	03100-U	03100-U	03100-U	03100-U	03100-U	03100-U
ILUMINADOR DE GARGANTA	No	Sí	No	No	No	No

Welch Allyn Latin America
10205 NW 19th St, Suite 100
Miami, FL 33172
(Tel.) 1 305 699 9003 www.welchallyn.com

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™